

# pH計と電極の組合せ表

形式	pH				ORP	イオン			電気伝導率電極セル			DO	
	GRT複合電極	GR複合電極 <sup>1</sup>	単極電極 <sup>2</sup>	比較電極	WQ-300シリーズ用 デジタルセンサ	複合電極	複合電極	単極電極 <sup>2</sup>		WQ-300シリーズ用 デジタルセンサ	ヘッド+カートリッジ	WQ-300シリーズ用 デジタルセンサ	光学式DOセンサ
					ヘッド+カートリッジ			ヘッド+カートリッジ					
	9615S-10D	6069-10C	1066A-10C	2060A-10T	300-P-2 + 300-P-C	9300-10D	6560S-10C	8001-10C	8011-10C	9382-10D	300-C-2 + 300-4C-C	9520-10D	300-D-2
	9625-10D	6261-10C		2565A-10T	300-P-5 + 300-P-C		6561S-10C	8002-10C	1512A-10C	3551-10D	300-C-5 + 300-4C-C	9551-20D	300-D-5
	9618S-10D						5002S-10C	8003-10C	8201-10C	3552-10D	300-C-2 + 300-2C-C	9551-100D	
	9681S-10D						6581S-10C	8004-10C	8202-10C	3553-10D <sup>6</sup>	300-C-5 + 300-2C-C	9552-20D	
	9680S-10D						6582S-10C	8005-10C	8203-10C	3561-10D		9552-50D	
	6367-10D						6583S-10C	8006-10C		3562-10D			
	6252-10D							8007-10C		3573-10C <sup>6</sup>			
	9600-10D							8008-10C		3574-10C			
	9630-10D							8009-10C		9383-10D			
	9631-10D							8010-10C					
	9632-10D												
	9652-10D												
	9652-20D												
F-71、F-51・F-52	○	○	○	○	×	○	×	×		×	×	×	×
F-72・73、F-53	○	○	○	○	×	○	○	○		×	×	×	×
F-54	○	○	○	○	×	○	×	×		○	×	×	×
F-74・74BW、F-55	○	○	○	○	×	○	○	○		○	×	×	×
D-71、D-51	○	○	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×
D-210P、D-220P、D-72、D-52	○	○	×	×	×	○	×	×		×	×	×	×
D-73、D-53	○	○	×	×	×	○	○	×		×	×	×	×
D-210PC、D-220PC、D-74、D-54	○	○	×	×	×	○	×	×		○	×	×	×
D-210PD、D-220PD、D-75、D-55	○	○	×	×	×	○	×	×		×	×	○	×
D-210C、D-220C、ES-71、ES-51	×	×	×	×	×	×	×	×		○	×	×	×
D-210D、D-220D、OM-71、OM-51	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	○	×
WQ-310J、WQ-320J、WQ-330J	<sup>3</sup>			×	×	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	×		×		×	

上記掲載以外の型式に関してはお問合せ下さい。

:取付可 ×:取付不可

1 測定には温度補償(4163-10T)電極が必要です。

2 測定には対応する比較電極が必要です。

3 別売pHセンサヘッド+BNCコネクタ(300-P-2 / 5 + 300-BNC)により接続可能です。

4 別売ORPセンサヘッド+BNCコネクタ(300-O-2 + 300-BNC)により接続可能です。

5 別売イオンセンサヘッド+BNCコネクタ(300-I-2 + 300-BNC)により接続可能です。

6 メータ本体の測定範囲をご確認ください。

